

# Optimieren Sie das Medikamentenmanagement mit dem Omnicell Dispenser für Betäubungsmittel

## Dosiersystem für BTM-Einzeldosen

Der Omnicell BTM-Dispenser wurde speziell für den Einsatz in Omnicell XT Cabinets entwickelt und ist ein vollautomatisches Dosiersystem für größere Mengen an Einzeldosen, mit dessen Hilfe sich notwendige BTM-Zählungen erübrigen.

- Schenkt dem Pflegefachpersonal mehr Zeit, dank effizienterem Arbeitsablauf und dem Wegfall manueller Nachzählungen.
- Spart dem Apotheken- und Pflegefachpersonal Zeit bei der Aufklärung möglicher Diskrepanzen.
- Verhindert unerlaubte Entwendungen und erhöht die Sicherheit bei der Lagerung und Ausgabe von Betäubungsmitteln.
- Unterstützt die Anforderungen der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung, sowie der Richtlinien über Maßnahmen zur Sicherung von Betäubungsmittel-Vorräten des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte - BfArM.

## Arbeitsprozess für Pflegefachkräfte

- ↓ Log-In am Cabinet
- ↓ Auswahl des Patienten
- ↓ Auswahl der Medikation
- ↓ Markieren der zu entnehmenden Artikel
- ↓ Das Betäubungsmittel wird sicher in einer Schublade des Cabinets ausgegeben

Anhand von Lichtsignalen sieht das Pflegepersonal, an welcher Stelle das Betäubungsmittel zu entnehmen ist

 Effizienz Patientensicherheit

## Nutzen Sie die Zeit für die Pflege, nicht für das Zählen

Die Medikamente werden sicher im BTM-Dispenser gelagert und jeweils als Einzeldosis abgegeben. So erhält das Pflegefachpersonal nur Zugang zu den jeweils benötigten Medikamenten in den angeforderten Mengen. Das System übernimmt zusätzlich die automatische Dokumentation unter Einhaltung behördlicher Vorgaben. Durch die lückenlosen Protokolle ist ein manuelles Nachzählen der Arzneimittel nicht mehr notwendig, und die Aufklärung möglicher Diskrepanzen wird erheblich erleichtert. Das schenkt dem Apotheken- und Pflegefachpersonal wertvolle Zeit für die Patientenversorgung und wertschöpfendere Tätigkeiten.

## Flexible Konfigurationsmöglichkeiten

- Lässt sich in alle Größen der Omnicell XT Cabinets einbauen.
- Kann vor Ort in bestehende Omnicell XT Medikationsschranksysteme integriert werden, um wechselnden Anforderungen gerecht zu werden.
- Geeignet für eine Vielzahl von Verpackungsarten wie Oralia, Spritzen, Ampullen und Injektionsfläschchen (Vials).

## Verbessert die Bestandsverwaltung auf Station

- Visuelle Indikatoren auf den Kassetten erleichtern das Wiederauffüllen und Zykluszahlungen.
- Hohe Kapazität: fasst über 1.500 Einzeldosen.
- First-in-First-out Ausgabe über automatische Kassettenrotation.
- Sicheres Kassettendesign und intelligente Sensoren minimieren das Risiko für unerlaubte Entnahmen.



**Oralia:** Universalkassette nimmt die vom Hersteller verblisterten, festen Oralia in Einzeldosen auf

**Injektionsfläschchen (Vials):** Kassetten für 1-2 ml und 3-5 ml

**Ampullen:** Kassetten für 1-2 ml und 3-5 ml

**Spritzen:** Kassetten für 2 ml



FÜR INFORMATIONEN zu  
XT CABINETS BITTE SCANNEN



FÜR INFORMATIONEN zu BTM  
DISPENSERN BITTE SCANNEN